

Teksty do zamieszczenia w instrukcji użytkowania

Hialeye (hialuronian sodu 0,2 %)

Sterylnie, nawilżające krople do oczu zawierające hialuronian sodu 0,2%

Butelka 10 ml

Skład

hialuronian sodu 0,2%, chlorek sodu, disodu fosforan, sodu dihydroortofosforan, edetynian sodu, cetrymid, woda.

Opakowanie

Hialeye (hialuronian sodu 0,2%) to sterylne krople do oczu.

Opakowanie zawiera jedną butelkę o pojemności 10 ml.

Jak działa Hialeye (hialuronian sodu 0,2%)?

Hialeye (hialuronian sodu 0,2%) jest 0,2% roztworem do oczu zawierającym wysokocząsteczkowy hialuronian sodu otrzymywany poprzez syntezę biotechnologiczną. Hialuronian sodu posiada właściwości mukomimetyczne, wiążące oraz wiskoelastyczne, poprawiające stabilność filmu łzowego i utrzymujące powierzchnię oka należycie nawilżoną i chronioną.

Kiedy stosować Hialeye (hialuronian sodu 0,2%)?

Nawilżające i ochronne właściwości hialuronianu sodu zmniejszają uczucie podrażnienia, wysuszenia i pieczenia oraz odczucie ciała obcego w oku, wywołane czynnikami środowiskowymi, takimi jak: wiatr, słońce, suche powietrze, słona woda, dym, zwiększone nasłonecznienie, klimatyzacja, ogrzewanie, długotrwała praca przed ekranem komputera, zabieg okulistyczny, zapalenie spojówek, długotrwałe używanie soczewek kontaktowych.

Jak stosować Hialeye (hialuronian sodu 0,2%)?

1 kropla do oka 2-3 razy dziennie, w zależności od potrzeb.

Zakropnąć jedną kroplę do oka, naciskając lekko pojemnik.

Środki ostrożności i ostrzeżenia

- Nie stosować, jeśli opakowanie jest uszkodzone.
- Nie stosować w obecności czwartorzędowych soli amonowych.
- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na jakikolwiek składnik preparatu.
- Nie używać po upływie daty ważności wskazanej na buteleczce i opakowaniu zewnętrznym.
- Nie dotykać oka końcówką buteleczki.
- Odczekać przynajmniej 10-15 minut przed zastosowaniem innych leków okulistycznych do użytku zewnętrznego.
- Po zastosowaniu, w rzadkich przypadkach, może wystąpić krótkotrwałe pogorszenie ostrości widzenia spowodowane lepkością roztworu. Zaleca się odczekanie kilku sekund przed wykonywaniem czynności wymagających precyzyjnego widzenia.
- Zużyty pojemnik należy zutylizować.
- Zużyć w ciągu 30 dni od daty pierwszego otwarcia opakowania.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
- Nie połykać.
- Preparat jest przeznaczony wyłącznie do użytku zewnętrznego do oczu.

- Przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie stosować dłużej niż przez 30 kolejnych dni.
- Stosowanie produktu u dzieci oraz kobiet w ciąży i karmiących piersią powinno być ograniczone do przypadków, w których jest to faktycznie konieczne, i należy je prowadzić pod bezpośrednim nadzorem medycznym.
- Produkt zawiera fosforany. U niektórych pacjentów ze znacznym uszkodzeniem rogówki w rzadkich przypadkach raportowano zwapnienie rogówki podczas stosowania kropli do oczu zawierających fosforany; dlatego nie jest zalecane stosowanie u pacjentów z ciężkim uszkodzeniem powierzchni rogówki (takim jak widoczna nadżerka lub owrzodzenie rogówki).

Wytwórca:



NTC SRL
Via Luigi Razza, 3
20124 Milano, Włochy

Dystrybutor:

Adamed Pharma S.A.
Pieńków, ul. M. Adamkiewicza 6A
05-152 Czosnów

Logo Adamed

Data aktualizacji: lipiec 2018

STERILE A

